

SwissAED Box COMPACT

ARMOIRE INTÉRIEURE POUR DÉFIBRILLATEUR



DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT

- Armoire intérieure pour défibrillateur avec ouverture libre
- Alarme sonore de 80 dB déclenchée à l'ouverture (optionnelle)



Alimenté par pile



Alimentation 24V



Alarme sonore



Chauffé & ventilé



Sécurisé



Appel à la centrale
d'URGENCE 144



Surveillé &
contrôlé à distance



Photo contrôle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Sans alimentation
Capot	Polycarbonate avec traitement anti-UV et résistance aux flammes UL V0
Boîtier	ABS vert (RAL 6024) conforme à la norme internationale ISO 3864
Poids	2kg
Dimensions (LxHxP)	340 x 415 x 200 mm
Indice d'humidité	95% max. sans condensation
Température de fonct.	+10 °C à +25 °C
Classe de protection	IP54
Normes	EN55022 : 2006, EN55024 : 1998, A1 : 2001, A2 : 2003, EN60950-1 : 2006, A11 : 2009

03/2022_v01



SWISSMEDSOLUTIONS SA
Chem. du Faubourg-de-Cruseilles 11
1227 Carouge

Genève +41 22 304 43 43
Fribourg +41 26 422 00 00
info@swissmedsolutions.ch

www.swissmedsolutions.ch